

## (PDA STAT Baby Manikin)

شرکت: Simulaids

کد: PP00401(EX)u

تعداد: ۲ عدد

کاربرد: این مولاژ جهت آموزش موارد زیر قابل اجراست:

۱. لوله گذاری راه هوایی (Intubation)

۲. Chest tube placement

۳. دفیبریلاسیون از ۲۰ تا ۳۶۰ ژول

۴. ECG Monitoring و ارائه تعدادی از ریتم های قلبی

۵. سمع صداهاى قلبى و تنفسى

۶. کاتتر گذاری مجاری ادراری Urinary Catheterization

۷. رگ گیری در چهار ناحیه Carotid, Brachial, Femoral, radial

۸. قابلیت لمس پالس های عروقی

(Left side ante cubital, dorsal hand, saphenous and pedal Right ante cubital)

۹. نمایش تعدادی از عوارض هیپوکسی و لوله گذاری از جمله Tongue Edema و

Laryngospasm

